

Handschuh-Wandhalterungen

Wandhalterungen aus Edelstahl

Handschuh-Wandhalterung

- Wandhalter zur Aufnahme von Untersuchungshandschuh-Dispenserboxen
- Edelstahl
- Innenmaße: S: 215 x 112 x 70 mm, L: 250 x 130 x 78 mm
- S – passend für:
Vasco® Nitril light, Vasco® Vinyl und Vasco® Powdered (100 Stück/Pack.)
- L – passend für: Vasco® Nitril (150 Stück/Pack.),
Vasco® Nitril white, Vasco® Guard long, Vasco® Sensitive (100 Stück/Pack.)

Größe	VE	Art.-Nr.	PZN
S	1 Stk.	9209503	09431670
L	1 Stk.	9209511	09431693



TRIO Handschuh-Wandhalterung

- Wandhalter zur Aufnahme von Untersuchungshandschuh-Dispenserboxen
- Edelstahl
- inkl. Befestigungsmaterial
- TRIO: Maximalmaße der Dispenserboxen: 250 x 130 x 90 mm (L x B x H)
– passend für: Vasco® Nitril (150 Stück/Pack.), Vasco® Sensitive und Vasco® Basic (100 Stück/Pack.)
- TRIO long: Maximalmaße der Dispenserboxen: 265 x 114 x 73 mm (L x B x H)
– passend für Vasco® Guard long

Größe		VE	Art.-Nr.
TRIO	258 x 392 x 95 mm	1 Stk.	2607790965
TRIO long	270 x 350 x 80 mm	1 Stk.	2607703602



QUATTRO Handschuh-Wandhalterung

- Wandhalter zur Aufnahme von Untersuchungshandschuh-Dispenserboxen
- Edelstahl
- QUATTRO: Maximalmaße der Dispenserboxen: 250 x 130 x 90 mm (L x B x H)
– passend für: Vasco® Nitril (150 Stück/Pack.), Vasco® Sensitive und Vasco® Basic (100 Stück/Pack.)
- QUATTRO long: Maximalmaße der Dispenserboxen: 265 x 114 x 73 mm (L x B x H) – passend für: Vasco® Guard long

Größe		VE	Art.-Nr.
QUATTRO	258 x 522 x 95 mm	1 Stk.	2607703600
QUATTRO long	270 x 460 x 80 mm	1 Stk.	2607703601

