

# IS Voyager

Erleben Sie, wie Ihr digitaler Scan zum Leben erwacht. Der optionale DEXIS IS All in One Computer in Kombination mit dem eleganten, flexiblen und ergonomischen DEXIS IS Voyager Trolley ermöglicht bequemes intraorales Scannen und eine bessere Patienteneinbindung – direkt am Behandlungsstuhl.

Zusammen ergeben sie eine extra-mobile intraorale Workstation, die mit jedem DEXIS Intraoralscanner kompatibel ist und überall in der Praxis eingesetzt werden kann.

## Hygienisch und praktisch

Der IS All-in-One-Computer verfügt über einen robusten und wasserresistenten Touchscreen, der eine effektive Reinigung ermöglicht.

## Skalierbares Design

Bereit für unsere aktuelle und die nächste Generationen von Intraoralscannern.

## Platzsparend

Ergonomisches, schlankes Design, leicht zu bewegen und aufzubewahren. Inklusive Kabelmanagementsystem, Anschlusskabel, arretierbaren Fußpedalen und Aufbewahrungsmöglichkeit für Scanner-Zubehör.

## Bewegungsfreiheit

Mit optionalem Zubehör\* können Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) unterbringen und Ihren IS All in One Computer weiter mit Strom versorgen, wenn Sie den Behandlungsstuhl wechseln.

## Individuell konfigurierbar

Der IS All-in-One-Computer kann auf drei Arten konfiguriert werden: als Trolley, als Tischgerät mit Standfuß\* oder zur Wandmontage.



\* Die USV-Halterungsbox ist nur in Nordamerika und EMEA erhältlich. In EMEA ist die USV nicht enthalten.

\*\* Monitor-Standfuß ist als optionales Zubehör erhältlich.

# CLEVERES DESIGN FÜR OPTIMALE ERGONOMIE

## Neig- und schwenkbarer Bildschirm

Positionieren Sie die Workstation auf einer beliebigen Stuhlseite und richten Sie den bis zu 20° neigbaren Bildschirm optimal aus, um eine reibungslose und angenehme Patientenaufklärung zu ermöglichen.



## IS All in One Computer

CPU	Intel Core i7-13700E, 16 Core
GPU	NVIDIA RTX A4500, 16GB
Arbeitsspeicher	32 GB DDR5
Betriebssystem	Windows 11 IoT Enterprise LTSC (64-bit)
Speichermedium	1 TB SSD

## IS Voyager mit IS All in One Computer

Höhe	130 cm
Breite	55 cm

Erfahren Sie mehr über den IS Voyager auf [DEXIS.COM](https://www.dexis.com)



DEXIS | 450 Commerce Drive  
Quakertown PA 18951 | USA