

3Shape TRIOS 3

Häufig gestellte Fragen

Vorstellung von 3Shape TRIOS 3

Was ist 3Shape TRIOS 3?

3Shape TRIOS 3 ist ein preisgekrönter Scanner von 3Shape, dem seit 2015 Zehntausende von Zahnärzten vertrauen. Scanner von 3Shape sind gut erforscht, mit mehr als 250 überprüften Studien über das gesamte Portfolio.

TRIOS 3 ist einfach, schnell und zuverlässig. Seit der Markteinführung haben wir das Design und den Pod aktualisiert. Es ist jetzt in der Farbe Twilight Titanium erhältlich und wird dank dem USB-C-Anschluss vollständig vom PC mit Strom versorgt.

In Kombination mit unserer offenen Plattform 3Shape Unite können Sie die digitale Zahnheilkunde an Ihre Bedürfnisse anpassen und mit einem unserer mehr als 25.000 Partner zusammenarbeiten. Dank 3D-Scans in naturgetreuen Farben und 3Shape-Apps für die Patientenkommunikation bietet Ihnen TRIOS 3 viele neue Möglichkeiten, mit Ihren Patienten in Kontakt zu treten.

Ist TRIOS 3 in einer kabellosen Ausführung erhältlich?

Ja.

Wie viele Aufsätze sind in der TRIOS 3 Box enthalten?

In der Box erhalten Sie 5 Scanaufsätze und einen Schutzaufsatz für den Scanner.

Wie groß sind die TRIOS 3 Aufsätze? Sind diese in verschiedenen Größen erhältlich?

Wir bieten nur eine Aufsatzgröße mit den folgenden Maßen (HxBxL) an: 20 x 20,5 x 96 mm.

Sind TRIOS 3 Scans für Invisalign zugelassen?

Ja, außer Nordamerika, China und Japan. TRIOS 3 ist der einzige TRIOS-Scanner, der Scans an Invisalign senden kann.



Besteht für TRIOS 3 ein obligatorisches Abonnement?

Nein. Jeder neue TRIOS-Scanner wird derzeit mit TRIOS Care für das erste Jahr kostenlos geliefert. TRIOS Care ist ein umfassender Serviceplan, der personalisierte Onboarding-Programme, eine 5-Jahres-Garantie, Express-Austausch, 10 TB Cloud-Speicher und vieles mehr beinhaltet.

Nach Ablauf des ersten kostenlosen Jahres, können Sie TRIOS Care weiter nutzen oder auf TRIOS Only, einen Servicevertrag für die grundlegenden Scanfunktionen, wechseln. Erfahren Sie mehr über TRIOS Care [hier](#).

Was ist der Unterschied zwischen dem TRIOS 3 (2024) und der früheren Version?

TRIOS 3 (2024) bekam ein Facelift und ist in der neuen Farbe, Twilight Titanium, erhältlich. Des Weiteren haben wir das Setup mit einem verbesserten TRIOS 3 Pod und der Verkabelung vereinfacht.

TRIOS 3 (2024) wird vollständig von einem PC über einen USB-C-Anschluss, den wir eingeführt haben, mit Strom versorgt. Darüber hinaus ist der TRIOS 3 Pod um 10 % kleiner und um 30 % leichter als der vorherige. Die LED-Leuchte am Pod verbessert die Benutzerführung und zeigt an, ob der Scanner ausreichend mit Strom versorgt wird.

Welche zusätzlichen Vorteile hat der TRIOS 3 gegenüber dem TRIOS Core?

Mit TRIOS 3 können Sie Patienten in die Behandlung einfach miteinbeziehen und die Behandlungsakzeptanz mit der 3Shape-Apps für die Patientenkommunikation erhöhen lassen, Aufträge an Invisalign senden und Move+ für ein flexibleres Setup hinzufügen. Außerdem ist TRIOS 3 vollständig in die Praxisverwaltungssysteme, die im Unite Store verfügbar sind, integriert.

Was bedeuten die verschiedenen LED-Leuchten am TRIOS 3 Pod?

Die LED-Leuchte am TRIOS 3 Pod zeigt Ihnen an, ob Ihr TRIOS 3 ausreichend mit Strom versorgt wird und einsatzbereit ist.

3Shape TRIOS 3

Häufig gestellte Fragen

Je nach Status sehen Sie entweder eine stabile oder blinkende grüne oder blaue Leuchte.

Farbe	Erläuterung
Grün	Einsatzbereit.
Blau	Unzureichende Stromversorgung, versuchen Sie es mit einem anderen USB-C-Anschluss an Ihrem PC.
Blinkendes Grün	Warten auf den Anschluss an den PC oder Scanner
Blinkendes Blau	Fehler: Entfernen Sie das USB-C-Kabel vom PC und vom Pod und schließen Sie es gemäß den Anweisungen erneut an.

Scanner-Konfigurationen

Welche Konfigurationen sind mit TRIOS 3 verfügbar?

TRIOS 3 unterstützt alle verfügbaren Konfigurationen: Pod, Move+, Move und Cart.

Kann Move+ zu einer bestehenden TRIOS 3-Pod-Konfiguration hinzugefügt werden?

Ja, Move+ ist ein Zubehör für Ihren TRIOS-Scanner. Für weitere Informationen zum Einkauf und der Konfiguration von Move+ mit Ihrem TRIOS 3 Scanner wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Gibt es bestimmte PC-Anforderungen, auf die ich achten muss?

TRIOS 3 benötigt keine externe Stromversorgung, denn er Strom vom PC und/oder Move+ bekommt. Er ist mit den von 3Shape empfohlenen Laptops kompatibel.

Wenn Sie keine 3Shape-PCs haben, empfehlen wir Ihnen, einen PC mit gleichwertigen Parametern und einem USB-C-Anschluss mit einer Mindestleistung 15 W zu kaufen. Alle IT-



Geräte von Dritten müssen nach IEC 62368-1 oder IEC 60950-1 zertifiziert sein. Weitere Informationen zu 3Shape-Laptops erhalten Sie von Ihrem Händler.

Ist TRIOS 3 mit Mac-Computers kompatibel?

Nein, TRIOS-Scanner und andere 3Shape-Produkte laufen auf einem Windows-System.

Holen Sie das Maximum aus Ihrem TRIOS 3 mit 3Shape Unite heraus

Was ist 3Shape Unite?

3Shape Unite ist eine offene Plattform, die es Ihnen ermöglicht, die digitale Zahnheilkunde an Ihre Bedürfnisse anzupassen, egal ob Sie die erstellten Scans an das Labor senden, das Design und die Herstellung in der Praxis mit 3Shape oder Partneranwendungen durchführen oder beide Methoden kombinieren möchten.

Mit welchen Laboren und Partnern kann ich in 3Shape Unite zusammenarbeiten?

Dank des Unite Stores von 3Shape können Sie Ihr Angebot mühelos erweitern und mithilfe von Tausenden Apps ganz einfach den richtigen Partner für eine Zusammenarbeit finden.

Über 25.000 3Shape Labore, mehr als 40 Praxisverwaltungssysteme und mehr als 100 weltbekannte Partner stehen Ihnen in folgenden Bereichen zur Verfügung: Clear Aligner, 3D-Druck und Fräsen, Patientenmanagement, Design-Services und vieles mehr. Sie finden sie im Unite Store oder 3Shape Unite Cloud und können mit nur einem Klick mit ihnen in Kontakt treten