

# TRIOS Core Wired

Das Wesentliche. Essenzielle Funktionalitäten.

- ✓ Hohe Genauigkeit und Präzision
- ✓ Naturgetreue Scanfarben
- ✓ Automatische Scanbereinigung
- ✓ Erstellung druckfertiger Modelle
- ✓ Einzigartiges offenes zahnmedizinisches Ökosystem
- ✓ Möglichkeit zur eigenen Konstruktion und Fertigung

## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEIN

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferumfang*                     | TRIOS Core Scanner, 5x TRIOS 3 Scanaufsätze, TRIOS 3 Schutzaufsatz, TRIOS 3 Kalibrieraufsatz, TRIOS 3 Farbkalibrieraufsatz, TRIOS 3 Farbkalibrierungskit, TRIOS 3 Scanner-Pod, 3Shape USB-C Custom-Kabel, 3Shape-Abonnement-Dongle, USB-Dongle mit Software, Dokumentation |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH cm) | 44 × 12,5 × 31                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Invisalign-Verbindung             | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### HARDWARE

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Scannergewicht                 | 340 g          |
| Scannerabmessungen (LxBxH cm): | 27,3 × 4 × 4,8 |
| Aufsatzabmessungen (LxBxH cm): | 8,6 × 2 × 2,05 |
| Scannerkabellänge (cm)         | 150            |
| Pod-Abmessungen (TxH cm)       | 12 × 7         |
| Pod-Gewicht                    | 510 g          |
| USB-C Kabellänge (cm)          | 100            |

\* TRIOS Core ist kompatibel mit dem TRIOS 3-Zubehör



Let's change dentistry together