

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung: Flexibles Zahnfleischmaskenmaterial für die
K&B Technik

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyvinylmethyilsiloxane
2	Polymethylhydrogensiloxane
3	Kieselsäure
4	Füllstoffe
5	Pigmente
6	Platinkatalysator

Eigenschaften:

Farbe:	pink (Zahnfleisch-Farbe)	
Verarbeitungszeit:	1 min 30 s $\pm$ 10 s	bei 23 °C
Entformbarkeit:	5 min $\pm$ 30 s	bei 37 °C
Endhärte:	60 $\pm$ 2 Shore A	(DIN ISO 48-4)
Konsistenz:	leichtfließend - Typ 3	(DIN EN ISO 4823)
Rückstellung nach Verformung:	> 99,5 %	(DIN EN ISO 4823)
Lineare Maßänderung:	< 0,5 %	(DIN EN ISO 4823)

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

dentamid@dreve.de

www.dreve.com