

Behandlungsleuchte MAIA LED

# Der Einstieg in die LED Beleuchtungstechnologie.

Integriert in Ihre KaVo-Behandlungseinheit

## Ihre Vorteile:

- 35.000 Lux maximale Lichtstärke
- Beleuchtung in Tageslichtqualität (5.000k)
- Dimmbar ohne Farbtemperaturänderung
- Geräuschlos, da ohne Lüfter
- Abnehmbare, sterilisierbare Handgriffe



KaVo. Dental Excellence.

## Behandlungsleuchte MAIA LED



### Technische Daten

Beleuchtungsstärke	3.000 - 35.000 Lux
Farbtemperatur	5.000k
Stromversorgung	24V
Leistungsaufnahme	9VA
Lichtquelle	2 LED
Leuchtfeld	170 x 85 mm
Leuchtmittelkühlung	Lüfterlos
Handgriffe	Abnehmbar, sterilisierbar



**KaVo. Dental Excellence.**