

GumQuick implant



Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung: Hart/flexibles Zahnfleischmaskenmaterial für die Implantologie

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyvinylmethyilsiloxane
2	Polymethylhydrogensiloxane
3	Kieselsäure
4	Füllstoffe
5	Pigmente
6	Platinkatalysator

Eigenschaften:

Farbe: pink (Zahnfleisch-Farbe)

Verarbeitungszeit: 1 min 30 s $\pm$ 10 s bei 23 °C

Entformbarkeit: 5 min $\pm$ 30 s bei 37 °C

Endhärte: 73 $\pm$ 2 Shore A (DIN ISO 48-4)

Konsistenz: leichtfließend - Typ 3 (DIN EN ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99,5 % (DIN EN ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0,5 % (DIN EN ISO 4823)