

GumQuick Pro



Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung: Universelles Zahnfleischmaskenmaterial für die K&B
Technik und Implantologie

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinylhaltige Polydimethylsiloxane
2	Polymethylhydrogensiloxane
3	Kieselsäure
4	Füllstoffe
5	Pigmente
6	Platinkatalysator

Eigenschaften:

Farbe:	rosa-opak	
Verarbeitungszeit:	$\geq 1 \text{ min } 30 \text{ s}$	bei 23 °C
Entformbarkeit:	$5 \text{ min } \pm 30 \text{ s}$	bei 23 °C
Endhärte:	$72 \pm 3 \text{ Shore A}$	(DIN ISO 48-4)
Konsistenz:	leichtfließend - Typ 3	(DIN EN ISO 4823)
Rückstellung nach Verformung:	$> 99,5 \%$	(DIN EN ISO 4823)
Lineare Maßänderung:	$< 0,5 \%$	(DIN EN ISO 4823)

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna / Germany

Tel.: 02303 / 8807-0

Fax: 02303 / 8807-55

dentamid@dreve.de

dentamid.dreve.de