

DIE MULTI- FUNKTIONALE



EASY KFO 2

Die Easy KFO 2 ist mit einem Assistenzelement an der Wassereinheit ausgestattet, das Ihnen auch ein Arbeiten zu zweit erlaubt.



Das Zahnarztzelement ist am beweglichen, bodenmontierten Schwebetisch (Ablage für 2 Normtrays) auf der rechten Seite platziert. Die Instrumentenablage lässt sich bequem ein- und ausklappen und ist mit bis zu 5 individuell wählbaren, herausnehmbaren und autoklavierbaren Ablageköchern ausgerüstet.

Sämtliche Instrumentenfunktionen können hygienisch und bequem über den Fußanlasser gesteuert werden. So passen sich Zahnarzt- und Assistenzelement flexibel den Bedürfnissen an – unabhängig davon, ob 2- oder 4-händig gearbeitet wird.

Optional kann die Easy KFO 2 mit einem Multimedia-System und intraoraler Kamera ausgestattet werden. Eine weitere Option ist der Anschluss für einen Mini-Sandstrahler.

Ebenfalls optional erhältlich sind: Turbinenanschluss, Lichtmicromotoren, piezokeramische Zahnsteinentferner und vieles mehr.

Alle Behandlungsinstrumente sind über die Instrumentenablage schnell erreichbar. Dies macht eine Behandlung aus Positionen zwischen 9 und 12 Uhr besonders komfortabel.

Die Easy KFO 2 ist mit dem Assistenzelement Basis Plus ausgestattet. Es ist an einem Standardarm montiert und verfügt über ein Bedienelement mit Tasten für Schalenspülung und Mundglasfüller, 3 Ablageköcher mit herausnehmbaren, autoklavierbaren Köchern sowie einen großen und einen kleinen Saugschlauch.



Grundausrüstung der Easy KFO 2

Zahnarztzelement U 1307

- Gerätearm, gebogen
- Mehrfunktionsspritze ohne Medienheizung
- 1. Lichtmicromotor K 2
- Fußanlasser F 10, stufenlos regelbar

Wassereinheit

- Assistenzelement Basis Plus
- Mundspülbeckenventil (Nassabsaugung)

Anbauträger rund

Versorgungselement

- Druckwasserflaschen-System „Solo Bottle“

Patientenstuhl UD 2015

- Rückenlehne, breit
- Bewegliche Kopfstütze

Behandlungsleuchte

- Solaris 3, LED, gerätemontiert