




## Angebot #442120

|   | Artikel  | Stückpreis       |
|---|--|------------------|
|  | <p><b>Stück Kopf-Ø 1 mm, Schaft-Ø 3 mm,<br/>GL: 57 mm</b></p> <p>Artikelnummer: 208205870</p> <p><b>Ausführung</b></p> <p>- Torusfräser</p> <p><b>Beschaffenheit</b> -</p> <p><b>Durchmesser</b> 1 mm</p> <p><b>Form</b> -</p> <p><b>ISO Größe</b> 010</p> <p><b>Indikation</b> für Zirkon für CAD/CAM</p> <p><b>Länge</b> 57 mm</p> <p><b>Verpackungseinheit</b></p> <p>Stück</p> <p><b>Verpackungsinhalt</b></p> <p>Fräser</p> | <b>27,50 €* </b> |