

Angebot #609773

	Artikel	Stückpreis
	Stück unmontiert blau, Figur 373, 2,5 mm, ISO 170 Artikelnummer: 122700 Durchmesser 17 mm Farbe blau Farbe Online blau Form Figur 373 Rad ISO Größe 170 Indikation für CAD/CAM für Keramik für Zirkon zum Glätten zur Vorpolitur Schaftart unmontiert Stärke 2,5 mm Verpackungseinheit Stück Verpackungsinhalt Polierer	42,07 €*