


Angebot #609673

	Artikel	Stückpreis
	Packung 2 Stück blau, HP, Figur 243, 13 mm, ISO 040 Artikelnummer: 110084 Durchmesser 4 mm Farbe blau Farbe Online blau Form Figur 243 Knospe ISO Größe 040 Indikation für CAD/CAM für Keramik für Zirkon zum Glätten zur Vorpolitur Länge Kopflänge: 13 mm Schaftart HP Verpackungseinheit Packung Verpackungsinhalt 2 Polierer	30,80 €*