



Angebot #442156

	Artikel	Stückpreis
	<p>Packung 100 Stück feiner Querhieb, Birnenförmig, FG, 1,6 mm, ISO 010</p> <p>Artikelnummer: 86103</p> <p>Durchmesser <input type="text" value="1 mm"/></p> <p>Form <input type="text" value="Birne"/></p> <p>ISO Größe <input type="text" value="010"/></p> <p>Indikation <input type="text" value="für Kronen"/></p> <p>Länge <input type="text" value="Kopflänge: 1,6 mm"/></p> <p>Schaftart <input type="text" value="FG"/></p> <p>Verpackungseinheit <input type="text" value="Packung"/></p> <p>Verpackungsinhalt <input type="text" value="100 Bohrer"/></p> <p>Verzahnung <input type="text" value="Querhiebverzahnung"/></p>	<p>429,00 €* 626,31 €* (31.5% gespart - Keine weiteren Rabatte möglich)</p>