

Angebot #609539

	Artikel	Stückpreis
	Packung 2 Stück beige, HP, Figur 243, 13 mm, ISO 040 Artikelnummer: 110086 Durchmesser 4 mm Farbe beige Farbe Online beige Form Figur 243 Knospe ISO Größe 040 für CAD/CAM für Keramik für Zirkon zur Hochglanzpolitur Indikation Länge Kopflänge: 13 mm Schaftart HP Verpackungseinheit Packung Verpackungsinhalt 2 Polierer	30,80 €*