

Angebot #858696

	Artikel	Stückpreis
	Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Light Fast, 8 Mischkanülen Artikelnummer: 220986 Ausführung normalhärtend (NH) schnellhärtend (SH) Beschaffenheit light ▼ für Doppelmischtechnik Inlays und Onlays für Kronen und Brücken für Prothesen für Unterfütterungsabform Indikation Verpackungseinheit Packung Kartusche(n) ▼ Verpackungsinhalt 2 x 50 ml Abformmater inklusive 8 Mischkanül ▼	76,90 €