




Angebot #442171

| | Artikel | Stückpreis |
|---|--|-------------------------|
|  | <p>Stück, k7A Subgingival. Instrument zum subgingivalen Scaling.</p> <p>Artikelnummer: 107155711</p> <p>Anschlussart <input type="text" value="passend für Kavo"/></p> <p>Beschaffenheit <input type="text" value="wasserkühlend"/></p> <p>Form <input type="text" value="Quadratisch"/></p> <p>Indikation <input type="text" value="Scaling"/></p> <p>Schaftart <input type="text" value="passend für Sonicflex quick 2008"/></p> <p>Typ <input type="text" value="k7A"/></p> <p>Verpackungseinheit <input type="text" value="Stück"/></p> <p>Verpackungsinhalt <input type="text" value="Arbeitsspitze"/></p> | <p>37,00 €* </p> |