




## Angebot #454450

	Artikel	Stückpreis
	<p><b>Stück weiß</b></p> <p>Artikelnummer: 82708</p> <p><b>Breite Tiefe</b> 27,2 cm 27,2 cm ▼</p> <p><b>Farbe</b> weiß ▼</p> <p><b>Farbe Online</b> weiß ▼</p> <p><b>Höhe</b> 38 cm ▼</p> <p><b>Indikation</b> für H3 System ▼</p> <p><b>Länge</b> 12,2 cm ▼</p> <p><b>Material</b> Metall ▼</p> <p><b>Verpackungseinheit</b> Stück ▼</p> <p><b>Verpackungsinhalt</b> Spender ▼</p>	<p><b>67,60 €*</b></p>