



**MULTIDENT**  
HÖCHST PERSÖNLICH.

Adresse:  
MULTIDENT Dental GmbH  
Edewechter Landstr. 148  
26131 Oldenburg

Kontakt:  
Telefon: 0441 930 80  
Fax: 0441 930 81 99  
E-Mail: info@multident.de

Rechtliches:  
Handelsreg.: HRB 211402  
Amtsgericht: Oldenburg  
USt-ID-Nr.: DE 213 022 408

## Angebot #857013

|                                                                                    | Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stückpreis    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <p><b>Packung 12 Stück unmontiert, braun, Figur 114, 22 mm, ISO 060</b></p> <p>Artikelnummer: 34232</p> <p><b>Durchmesser</b> 6 mm ▼</p> <p><b>Farbe</b> braun ▼</p> <p><b>Farbe Online</b> braun ▼</p> <p><b>Form</b> Figur 114 Zylinder ▼</p> <p><b>ISO Größe</b> 060<br/>für Modellguss für Kronen für Brücken für Modellherstellung für Verblendung für Keramik für Gold (Au) Komposit ▼</p> <p><b>Indikation</b></p> <p><b>Länge</b> Kopflänge: 22 mm ▼</p> <p><b>Schaftart</b> unmontiert ▼</p> <p><b>Stärke</b> - ▼</p> <p><b>Verpackungseinheit</b><br/>Packung ▼</p> <p><b>Verpackungsinhalt</b><br/>12 Polierer ▼</p> | <b>6,50 €</b> |

Erstellt am 11.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.