

Angebot #837712

	Artikel	Stückpreis
	Set Implantmed Plus II kabelgebunden Artikelnummer: 297150 Ausführung Scan Edition kabellos mit Kabel Verpackungseinheit Set Verpackungsinhalt Steuergerät, Motor mit Licht EM-LC - 1,8 m, Fußsteuerung mit Kab N3, 6 Einweg- Sprayschläuche, Netzkabel, Universalablage, Stativ	4.051,00 € 4.807,00 € (15.73% gespart - Keine weiteren Rabatte möglich)