

Angebot #609666

	Artikel	Stückpreis
	Stück rosa ISO 150, unmontiert Artikelnummer: 82253	24,62 €*
	Durchmesser 15 mm ▼	
	Farbe rosa ▼	
	Farbe Online rosa ▼	
	Form Figur 303 Linse ▼	
	ISO Größe 150 ▼ für Keramik zur Hochglanzpolitur für Kronen für Brücken für Verblendung	
	Indikation	
	Körnung fein ▼	
	Schaftart unmontiert ▼	
	Stärke 2,5 mm ▼	
	Verpackungseinheit Stück ▼	
	Verpackungsinhalt Polierer ▼	